

Drop-/Infusionsstativ



Drop-/Infusionsstativ i fuldsvejsede chrombelagte stålrør.

Kan højdejusteres og er forsynet med 4 kroge.

Stativet har 5 ben og leveres med Ø75 mm let-drejelige hjul med kuglelejer.

Højdejustering: 131-230 cm

Bredde: 60 cm

Længde/dybde: 60 cm

Kørehåndtag og beslag med 2 ekstra kroge kan tilkøbes.

Varenummer	Beskrivelse	Højde	HMI-nr.
290478	Dropstativ m/hjul & 4 kroge	131-230 cm	31799
290477	Beslag med 2 ekstra kroge		
290479	Kørehåndtag til dropstativ		