


# Æggebakkemadras



Madrasen er fremstillet med 3 cm. æggebakkeprofil, således at overfladespændingerne mindskes.

Madrassens formål er at forebygge liggesår samt yde en optimal liggekomfort.

TempraFlex W (viskoelastisk) har den egenskab, at det bliver blødt ved varme, og derved tilpasser sig kroppen og yder en optimal trykfordeling.

Kan bruges til indstillelige sengebunde.

Skummet kan autoklaveres, kogevaskes samt tåler tørretumbler.

Skummet har en lang levetid sammenlignet med lignende skumtyper pga. den relativt høje vægtfylde (60 kg./M<sup>3</sup>).

Trykstadie: Til og med stadie 2

Skummet har en høj fugttransport pga. den åbne cellestruktur.

Decu-Tex inkontinensbetræk kan tilkøbes.

Varenummer	Beskrivelse	Mål	Brugervægt	HMI-nr.
33000249	Æggebakkemadras, blød, gul	80 x 200 x 6 cm	20-50 kg	16545