

Halebenspude - m/skrå forkant



Halebenspude med indlæg og skrå forkant.

Kerne af HR-38 koldskum og halebensindlæg i PA-50.

Det bløde indlæg hjælper med til, at yde god aflastning og komfort til halebenet.

Puden leveres med et høj kvalitets Decu-Text inkontinensbetræk i farven grå - betrækket tåler kogevask samt tørretumbling (ekstra betræk kan tilkøbes).

Vægt: 550 gram

Mål: 43 x 44 x 6 cm (B/D/H)



Varenummer	Beskrivelse	Mål (B/D/H)	HMI-nr.
33000730	Halebenspude m/skrå forkant	43 x 44 x 6 cm	33483
33012924	Betræk til halebenspude m/skrå forkant (ekstra)	43 x 44 x 6 cm	