


Halebenspude - TempraFlex



Puden er lavet i TempraFlex skum (TempraFlex-8067), som er et viscoelastisk materiale.


Der er i midten lavet et aftagelig indlæg i en blødere TempraFlex skum (TempraFlex-8060), som kan bruges med eller uden i puden, alt efter behov.

Puden er med grå brandhæmmende, ånd- og strækbart Dahlia inkontinensbetræk, og med anti-slip på bagsiden.

Puden yder en god aflastning og komfort til halebenet.

Maks. brugervægt: 125 kg

Fås i to størrelser.



Varenummer	Beskrivelse	Mål (B/D/H)	HMI-nr.
33006883	TempraFlex halebenspude	40 x 42 x 5 cm	50862
33007538	TempraFlex halebenspude	45 x 46 x 5 cm	100612