



HEDclip er skabt til at hjælpe personalet med at fiksure slangerne under f.eks. en dialysebehandling.

Let at fæste på et stykke tøj eller et lagen, og sikrer en mere sikker og hygiejnisk fiksering af slanger.

Enkelt at fastgøre slangerne og let at justere længde efter behov.

Enkel rengøring.

Produktet er udviklet til at hjælpe både patienter, der laver hæmodialyse i hjemmet, og patienter, der gennemgår dialysebehandlingen på en klinik eller et hospital.

HEDclip er nem at bruge, og den kan betjenes med kun én hånd.

Derfor er det den perfekte hjælp til patienter, der laver hjemmehæmodialyse. Alt du skal gøre er at følge disse tre enkle trin:

- 1) Sæt den på et ærme, lagnet eller hvilken som helst anden overflade den passer på.
- 2) Skub dialyseblodslangerne ind.
- 3) Justér hvis nødvendigt.

50 stk. pr. æske.



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Æskeindhold
400226	133897	HED clip - dialyseslangeholder	50 stk.