


## Slibestrips/-puder - skin prep

---



Slibestrips/-puder, er ideelle til at forberede huden (skin prep) til bedre sporingsresultater/signal. Ideel til overlegen sporing af EKG/EKG-elektroder.

Den perfekte hjælp til at fjerne døde hudceller, før f.eks. en elektrode påføres, eller til at fjerne gel fra huden, efter at en elektrode er fjernet.

Det rette hjælpemiddel til preparering for alle elektroder, som f.eks. lårelektrode ifb. med brug af STAN.

Den selvklæbende "strip" sættes let på fingerspidsen, og er lavet af fint sandpapier, der er skånsomt mod huden.

Latexfri.

500-600 stk. pr. pose.

Varenummer	Beskrivelse	Poseindhold
402525	Slibestrips/-puder t/skin prep	500-600 stk.