

Matris vugge/krybbe (neonatal)



At være tæt på nyfødte er vigtigt for at berolige dem, få dem til at føle sig beskyttet og formidle moderens kærlighed. For nyfødte babyer er det vigtigt at kunne genkende deres mor, se på hende, lytte til hendes stemme og få mad fra hende.

Denne neonatale vugge/krybbe imødekommer disse behov, hvilket gør det muligt at placere dem i fuld sikkerhed tæt på enhver type seng.

Den nyfødte er beskyttet i deres eget rum, og moderen kan bevæge sig rundt og sove trygt, uden frygt for at skade barnet.

Vuggen/krybben er produceret i polyethylen.

Sikkerhedssider i brudsikkert og gennemsigtigt plexiglas, som kan aftages for lettere rengøring.

Lagdelt laminatplade - justérbar i Trendelenburg og omvendt Trendelenburg-stillinger - med ventilationshuller i bunden og navneskilt på begge forsider.

Stel produceret i en epoxypulverlakeret stålkonstruktion og 4 stk. Ø100 mm dobbelthjul m/vægbremse, holder vuggen/krybben automatisk bremset. Hjulene kan låses op via det integrerede skubbehåndtag.

Højdejustering med gaspumpe styres via håndtagene og aktiveres let af enten operatøren eller den sengeliggende mor.

De polstrede sider sikrer ubrudt passage mellem vuggen/krybben og morens seng, og sørger for en sikker flytning af babyen fra vugge/krybbe til seng og omvendt.

Vuggen/krybben kan placeres både til højre eller venstre for sengen, for optimal tilpasning.

Medicinsk udstyr, klasse I, i overensstemmelse med EU-direktiv 93/42 / EØF, ændret ved direktiv 2007/47 / EF, og overholder den pædiatriske tekniske standard EN 50637:2017.

Produceret iht. ISO 9001, ISO 13485 AND ISO 14001.

Matris vugge/krybbe (neonatal)



Tekniske data:

Dimensioner: 94x57x96-107 cm (L/B/H)

Madrashøjde: 49-67 cm

Trendelenburg inklinasjon: 6°

Omvendt Trendelenburg inklinasjon: 13°

Farver: Blå, grøn og orange

Madras med sidepolstring (medfølger) i fleksibel ekspanderet polyurethan, som er ikke-allergisk, har et godt niveau af transpiration og er selvslukkende.

Selvslukkende og vandtæt betræk i OEKO-TEX STANDARD 100 certificeret ikke-krympelig polyesterfiber som er, latex-fri, ikke-allergisk, antisvampe- og antibakterielt behandlet.

Klasse 1 brandsikker reaktion i henhold til Class 1 IM (UNI 9175) (madras) og UNI 9177-standard (betræk).

Mål, madras: 66 x 34 x 6 cm (L/B/H)

Mål, sidepolstring: 68 x 25 x 2,5 cm (L/B/H)

Densitet: 30 kg/m³ (madras) og 50 kg/m³ (sidepolstring)

Medicinsk udstyr, klasse I, i overensstemmelse med EU-direktiv 93/42 / EØF, ændret ved direktiv 2007/47 / EF.

Biokompatibilitet: ISO 10993-10 og ISO 10993-5.

Trådkurv til at hænge på vuggen/krybben kan tilkøbes.

Mål: 39 x 15 x 29,5 cm (B/D/H)

Maks. belastning: 2 kg

Varenummer	Beskrivelse	Mål (L/B/H)
404001	Matris vugge/krybbe, BLÅ	94 x 57 x 96-107 cm
404002	Matris vugge/krybbe, GRØN	94 x 57 x 96-107 cm
404003	Matris vugge/krybbe, ORANGE	94 x 57 x 96-107 cm
404010	Madras m/sidepolstring	
404011	Trådkurv	39 x 15 x 29,5 cm