



Mobil stolevægt i et ergonomisk optimeret design for sikker, praktisk vejning.

Godkendt som medicinsk udstyr i henhold til 93/42 / EØF. - (inkl. Verification class III)

Denne stolevægt er det ideelle måleinstrument til plejehjem, rehabiliteringscentre, klinikker og hospitaler, og kan håndtere overvægtige personer, der vejer op til 250 kg.

Kontrasterne mellem den sorte farve på sæde/ryglæn og fodstøtterne og stellet hvide farve, gør den ideelt egnet til brug med demenspatienter.

Giver maksimal mobilitet ved at bringe vægten til brugeren. Dette sikrer en mere effektiv brug af tid for personalet og en større sikkerhed for brugeren, som kan vejes i deres eget velkendte miljø.

For de mere skrøbelige brugere giver det komfortable ergonomisk optimerede sæde sikker støtte under vejningen.

4 stk. 100 mm hjul, heraf 2 med bremse og drejelige.

De store hjul gør det nemt at komme over dørtærskler, kanter og over huller ved f.eks. elevatorer.

Vægten har **HOLD funktion**: Når en patient ikke står eller sidder fuldstændig stille vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt og denne bliver herefter frosset. Dette betyder, at der er tid til at fokusere på patienten og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.

Vægten er forsynet med en **BMI funktion**, så undervægt, normalvægt eller overvægt kan fastslåes.

Ergonomisk display med store taster og et LCD display med høj kontrast letter indtastning (f.eks. patientens højde til udregning af BMI) og aflæsning af patientdata.

Leveres som standard med strømforsyning.

Varenummer	Beskrivelse	Belastning	HMI-nr.
44MCC250K100M	Stolevægt, Kern, m/verific.	250 kg	124402