



Mobil stolevægt i et ergonomisk optimeret design for sikker, praktisk vejning.

Kontrasterne mellem den sorte farve på sæde/ryglæn og fodstøtterne og stelletts hvide farve, gør den ideelt egnet til brug med demens-brugere.

Giver maksimal mobilitet ved at bringe vægten til brugeren. Dette sikrer en mere effektiv brug af tid for personalet, og en større sikkerhed for brugeren, som kan vejes i deres eget velkendte miljø.

For de mere skrøbelige brugere giver det komfortable ergonomisk optimerede sæde sikker støtte under vejningen.

De store hjul gør det nemt at komme over dør-tærskler, kanter og over huller ved f.eks. elevatorer.

Vægten har **HOLD-funktion**: Når en bruger ikke står eller sidder fuldstændig stille vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt, og denne bliver herefter frosset. Dette betyder, at der er tid til at fokusere på brugeren og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.

Vægten har også en **BMI-funktion**, så undervægt, normalvægt eller overvægt kan fastslås.

Ergonomisk display med store taster og et LCD display med høj kontrast, letter indtastning (f.eks. brugerens højde til udregning af BMI) og aflæsning af patientdata.

Praktisk batteridrift ved hjælp af 6x1,5 V AA standardbatterier (inkluderet - brugstid ca. op til 40 timer), sikrer en høj grad af fleksibilitet og frihed fra hovedadaptere, stik opladere osv.

Varenummer	Beskrivelse	Belastning	HMI-nr.
44MCD300K1	Stolevægt, Kern, "Plejhjemsvægt"	300 kg	118858