

Plejevogn - m/aftageligt linnedstativ



Plejevogn med 3 aftagelige hylder, skubbebøjle, handskeholder og væske-/sæbedispenser (0,5 ltr.) - drypbakke kan tilkøbes.

Udtagelig skriveplatform (SPL - kun på 502423).

Med 2 linnedstativer - linnedstativet har fodpedal til at åbne låget.

Linnedstativet kan let hænges fra og på kabinettet/vognen.

Låg med lavt støjniveau og som holder på lugten, beskytter mod overfyldning (kan fås i 5 farver, (hvid, gul, rød, grøn, blå), således der er flere muligheder for sortering.

Stabil poseophængningsløsning, holder posen sikkert fast.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

4 stk. Ø 100 mm rustfri hjul - heraf 2 med bremse - på kabinet/vogn.


4 stk. Ø 75 mm rustfri hjul - heraf 2 med bremse - på linnedstativet.

Brugbar hyldeplads / hyldeafstand:

60,5 x 50 cm / 25,5-32,5 cm

Belastning pr. hylde: 35 kg

Leveres uden poser - bomulds- eller lækfri poser fås hertil - oplys herom ved bestilling.



Produkterne lagerføres ikke - produceres kun ved ordreindgang.

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål (L/D/H)
502422	Plejevogn MC 332 S	Oplys v/bestilling	155 x 52 x 139 cm
502423	Plejevogn MC 332 S SPL	Oplys v/bestilling	155 x 52 x x 139 cm
502393	RCN Quicksack linnedpose m/lukning	Oplys v/bestilling	
502394	RCN Vandtæt linnedpose	Oplys v/bestilling	