

Rustfrit rullebord - u/skubbebøjle



Rullebord i rustfrit stål uden skubbebøjle.

2 hylder med vulstkant.

4 stk. 100 mm Levina hjul, heraf 2 med bremse.

Maks. belastning: 100 kg

Størrelser:

60 x 40 x 88 cm (L/B/H)

70 x 50 x 88 cm (L/B/H)

120 x 60 x 88 cm (L/B/H)

Fås også i specialmål - kontakt os for at høre nærmere herom

Varenummer	Beskrivelse	Mål (L/B/H)
521115	Rustfrit rullebord u/skubbebøjle	60 x 40 x 88 cm
521116	Rustfrit rullebord u/skubbebøjle	70 x 50 x 88 cm
521117	Rustfrit rullebord u/skubbebøjle	120 x 60 x 88 cm