

Senge-/læsebord, BT



Funktionelt, flot, stabilt og komfortabelt højdeindstilleligt sengebord/læsebord.

Bordet kan bruges til at servere mad og drikke, til at læse ved eller arbejde på Ipad, computer eller lignende.

Bordpladen kan bruges som serveringsbakke, da den let kan tages af og sættes på igen.

Kan højdeindstilles med én hånd, i intervallet 79-104 cm (vha. gas/hydraulik).

BT = Fast bordplade.

BT Plus = Tiltbar bordplade (20° / 40° - begge sider).

Letaftagelig bord- og sideplade i hård plastic, for hurtig og nem rengøring/desinficering.

4 letkørlige 50 mm hjul.

Maks. belastning: 30 kg

Mål, bord: 97 x 46 cm (L/B)

Mål, bordplade: 56 x 39 cm (L/B)

Mål, sideplade: 37 x 21 cm (L/B)

Tilbehør:

Bladholder.

S-Cube multifunktionel opbevaring (til f.eks. bøger, sko, klude o.l.).

Tøjkrog.

Varenummer	Beskrivelse	Højdeindstilling	HMI-nr.
534230100	Sengebord BT Plus	79-104 cm	115301
534230000	Sengebord BT	79-104 cm	
534231000	Bladholder		
534231200	S-Cube opbevaring		
534231400	Tøjkrog		