



Speciel version til udendørs brug med udendørs hjul og hoftebælte.

Grundlaget er en robust stålramme, der garanterer en lang levetid for hver enkelt stol.

300 mm store forhjul i massiv gummi og 125 mm drejelige hjul bagtil, overvinder let dørkarme, brosten og andre små forhindringer.

Fås også med centralbremse.


Separat manuel justering af benpuden er mulig.

Ryglænen med anatomisk form og masser af lateral support, samt skubbehåndtag.

Komfortabel indstigningshøjde på 49 cm og synkront justérbar liggeflade.

For at give brugeren en god følelse er stolen udstyret med hoftebælte for sikker transport.

Armlænene kan svinges helt tilbage og dermed give fri adgang.



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
534870205	135669	Carryline "Outdoor"	Oplys v/bestilling

Carryline - "Outdoor" transportstol

Mål:

Total bredde: 70 cm
 Sædebredde: 49 cm
 Total dybde: 93-103 cm
 Sædedybde: 50 cm
 Sædehøjde: 49 cm
 Total højde: 132 cm
 Overfladeareal i liggende position: 180 x 40 cm
 Egenvægt: 50-67 kg
 Maks. brugervægt: 200 kg

Produktet lagerføres ikke - produceres kun ved ordreindgang.

Fås i flere farver og 2 kvaliteter, "Compact" og "Premium" - kontakt os gerne for yderligere information.



compact.



premium.

