

# Bade-/kørestol - DR 100 Mini S



Børnekørestol/badestol velegnet til "selvkørende" børn.

Egner sig perfekt til bad, pool eller f.eks. hydroterapi.

God stabilitet, selv på våde flade, og med en rustfri garanti, er dette et optimalt hjælpemiddel til børn og unge, som ønsker at kunne bevæge sig frit omkring.

Plasticsæde med drænhuller.

Rygstøtte fremstillet i Textilene® stof - fås i flere farver (8 farver).

Aftagelige armlæn.

Inkl. "slide-out" fodstøtte.

22" punktfrie skubbehjul - begge låsbare.

Ø100 mm forhjul.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruster.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Sædebredde: 36 cm

Sædedybde: 38 cm

Sædehøjde: 46,5 cm

Underbenslængde: 29 cm

Total højde: 76 cm

Total bredde: 64 cm

Total dybde: 78 cm

Vægt: 18 kg

Brugervægt: 120 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	Beskrivelse	HMI-nr.
630004	RCN børne bade-/kørestol DR100 Mini S	117474