




DR 100 PUG Bade-/kørestol (Pool)




graphite



blue



cobalt



laguna

Kørestol/badestol velegnet til "selvkørende".

Har også skubbebøjle, således stolen kan skubbes af hjælpere.

Egner sig perfekt til bad, pool eller f.eks. hydroterapi.

Sæde og rygstøtte fremstillet i PUR - vælg farve v/bestilling.

"Swing-out" armlæn på hver side.

Inkl. "slide-out" fodstøtte.

24" punktérfrige skubbehjul - begge låsbare. Ø125 mm forhjul.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

Drænhuller i stellet.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 45 cm

Sædehøjde: 56,5 cm

Underbenslængde: 40 cm

Total højde: 100,5 cm

Total bredde: 72,5 cm

Total dybde: 80 cm

Vægt: 26 kg

Brugervægt: 150 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	Beskrivelse	Farve	HMI-nr.
630009	RCN kørestol DR 100 PUG (Pool)	Oplys v/bestilling	88124