

# SR 100 Bade-/kørestol

- (Velegnet til saltvand)

**Scan-Med a|s**  
Denmark



Kørestol/badestol velegnet til "selvkørende".

Har også skubbebøjle, således stolen kan skubbes af hjælper.

Egner sig perfekt til bad, pool eller f.eks. hydroterapi.

Kan anvendes i saltvand.

God stabilitet, selv på våde flader.

Sæde og rygstøtte fremstillet i sort PUR. Tøjbeskytter på hver side.

Armlæn med PUR-beskyttelse.

Inkl. "slide-out" fodstøtte.

24" punktérfrie skubbehjul - begge låsbare. Ø125 mm forhjul.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

Drænhuller i stellet.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Sædebredde: 47,5 cm

Sædedybde: 44 cm

Sædehøjde: 52 cm

Underbenslængde: 46 cm

Total højde: 107,5 cm

Total bredde: 70,5 cm

Total dybde: 85,5 cm

Vægt: 27 kg

Brugervægt: 120 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	Beskrivelse	Farve	HMI-nr.
630010	RCN kørestol SR 100	Sort	39949