

# Strandkørestol



En kørestolsinspireret strandstol med 4 store ballondæk, som kan køre hvor underlaget er ujævnt eller blødt.

Tåler saltvand.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

De åndbare sæde- og rygpuder gør det muligt for brugeren at opholde sig længe i strandstolen på varme og solrige dage. (Oplys farve ved bestilling).

Kan skilles ad i tre dele, uden brug af værktøj.

Svingbare armlæn.

Håndbremse.

Sikkerhedsbøjle.

Inkl. opbevarings-/fragttaske.

Stolens mål:

Højde: 85 cm

Længde: 74 cm

Bredde: 55 cm

Total bredde: 104 cm

Total længde: 110 cm

Total højde: 111 cm

Sædehøjde: 63 cm

Vægt: 35 kg

Brugervægt: 150 kg

Produkterne lagerføres ikke - produceres kun ved ordreindgang.

Varenummer	Beskrivelse	Belastning	HMI-nr.
630300	RCN Strandstol SM 700 FBS SBS	150 kg	32286
630306	Paraply/Parasol til RCN strandstol		