

SEPPO, WHEELLATOR®



Nu er det ikke længere et problem at gå længere ture, da en af fordelene ved dette multifunktionelle hjælpemiddel er fleksibiliteten.

Når man bliver træt af at gå kan man let dreje SEPPO, rundt og fortsætte turen ved at bruge den som en kørestol.

Håndtagene kan hurtigt drejes i forskellige retninger, så man også kan bruge hjælpemidlet som en kørestol, der skubbes af en hjælper.

Er forsynet med en rygstøtte, der kan højdejusteres, dette for at støtte ryggen når man hviler sig.

De store baghjul, gør at man også kan bruge hjælpemidlet i mere uvejsomt terræn.

Baghjulene er forsynet med quick release aksler, så de er lette af tage af, så hjælpemidlet også er let at medbringe.

Fodstøtterne er højdejusterbare, de kan klappes op uden brug af værktøj.

Specifikationer:

Stellet er fremstillet i stålør.

Håndtag med markering, så de er lette at indstille i samme højde.

Store 200x50 mm punkterfrie hjul med kuglelejer forrest, de bagerste hjul er lette at udskifte, da det er standard 24".

Bremser med kuglelejer, der er lette at bruge.

Ingen plastikdele, der let går i stykker.
Rygstøtte, der er højdeindstillelig.
Kan bruges både inden- og udendørs.
Leveres samlet.

Total bredde: 68,5 cm

Bredde, sammenfoldet: 41 cm

Bredde mellem håndtag: 43 cm

Sædehøjde: 57 cm

Højdejustering af håndtag i intervallet 81-91 cm

Vægt: 16,5 kg

Maks. brugervægt: 150 kg

Bemærk venligst at hjælpemidlet ikke en erstatning for en kørestol, og dermed ikke beregnet til hele tiden at blive brugt som kørestol.



Varenummer	Beskrivelse	Farve	HMI-nr.
630500	SEPPO, WHEELLATOR®, rollator/kørestol i ét	Sort	118859
630501	SEPPO, WHEELLATOR®, rollator/kørestol i ét	Orange	118859
630502	SEPPO, WHEELLATOR®, rollator/kørestol i ét	Grøn	118859