

Senge-/læsebord - m/elektrisk hæve-/sænkefunktion



Enkelt og stabilt senge-/læsebord m/elektrisk hæve-/sænkefunktion, der fungerer som et godt hjælpemiddel, der kan anvendes lige godt ved f.eks. stol og kørestol samt ved seng eller plejeseng.

Ideelt til eksempelvis afsæt af plejeartikler ved personlig pleje, som arbejdsbord eller som spisebord for den sengeliggende borger.

Let at rengøre og desinficere.

Fås med og uden nedklappelig sideplade.

Bordplade i 10 mm kompaktlaminat hvid med sort kerne, som kan tåle vand/væsker.

Betjeningsknappen er nedsænket i bordpladen og er plan hermed samt vandtæt. Derudover er der betjeningsknap for enden af bordet.

Løs 230V ladeledning medfølger.

4 stk. Ø75 mm sorte Levina hjul, heraf 2 med bremse.

Maks. belastning: 70 kg

Mål:

Bordplade: 63x45 cm (L/B)

Sideplade: 30x40 cm (L/B)

Højdeindstilling: 67-132 cm

Varenummer	Beskrivelse	HMI-nr.
700280	Senge-/læsebord m/el hæve/sænk	137295
700281	Senge-/læsebord m/el hæve/sænk og sideplade	137298