

# Sengebord m/læse-/spiseplade



Solidt og funktionelt standard sengebord til brug på hospitaler, plejehjem, i private hjem eller andre steder, hvor der stilles høje krav til både kvalitet, rengøringsvenlighed og lang produktlevetid.

Produceret med ramme i epoxylakeret stål og aluminium samt i melamin.

Med topskuffe, og indbygget skab og læse-/spiseplade placeret i enten højre\* eller venstre side.

4 letkørlige 50 mm hjul.

Fås i flere farver (oplys v/bestilling).

Mål: 68 x 40 x 82 cm (B/D/H)

Mål inkl. læse-/spiseplade: 68 x 40 x 94-120 cm (B/D/H)

Varenummer	Beskrivelse	HMI-nr.
700295	Sengebord i melamin m/læse-/spiseplade - højre*	126632
700296	Sengebord i melamin m/læse-/spiseplade - venstre	126633