

Støtتهåndtag/Toiletgreb/Håndgreb



Støtتهåndtag/Toiletgreb/Håndgreb.

Fås i flere længder.

Rørtykkelse: Ø25 mm (Ø16 mm for 15 cm greb).

Fremstillet i rilsanbehandlet stål, som giver et sikkert og behageligt greb.

Flanger på 6 cm og med 3 skruehuller (3,7 cm og med 2 skruehuller for 15 cm greb).

Afstand fra væg til underside af støttegreb: 6 cm (5 cm for 15 cm greb).

Farve: Hvid - RAL 9010 - Kan leveres i andre farver og andre længder på bestilling.

Til ind- og udvendig brug.

Belastning: 130 kg - (HUSK at bruge korrekte plugs og skruer, afhængig af hvilket materiale de sættes op i).

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Længde
702004	10246	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	15 cm
702006	134040	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	20 cm
702014	10250	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	25 cm
702016	10253	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	30 cm
702017	10255	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	40 cm
702018	10257	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	50 cm
702019	10258	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	60 cm
702020	10259	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	70 cm
702021	10260	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	80 cm
702005	10261	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	90 cm
702012	10262	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	100 cm
702015	34586	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	120 cm
702024	52236	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	130 cm
702022	34585	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	150 cm