

Otter bruse-/badestol



“Otter” badestol giver støtte og sikkerhed for børn under badning.

Den har et vinkeljusterbart sæde og ryglæn, således den kan imødekomme den enkeltes placeringsbehov.

Benene er justerbare og skridsikre.

Stolen har højde- og breddejusterbare side-støtter, der kan bruges til positionering af hoved eller krop, samt benstøtter.

Stoffet er i polyester og kan tages af, og maskinvaskes ved 60 grader.

Ryglænet kan justeres 0-90 grader (4 positioner).

Fås i 3 str.: small, medium, large;

Sædebredde: 41 cm

Sædehøjde: 14-26 cm

Sædedybde: 30 cm (S), 35 cm (M), 40 cm (L)

Ryglængde: 40 cm (S), 56 cm (M), 75 cm (L)

Kan sammenfoldes for lettere transport/opbevaring.

Mål sammenfoldet:

Small: 90 x 42,5 x 15 cm (L/B/H)

Medium: 105 x 42,5 x 15 cm (L/B/H)

Large: 122 x 42,5 x 15 cm (L/B/H)

Varenummer	Beskrivelse	Brugerhøjde	HMI-nr.
70555100100	Otter bruse-/badestol - Small	op til 90 cm (brugerhøjde)	119115
70555100200	Otter bruse-/badestol - Medium	80-130 cm (brugerhøjde)	119116
70555100300	Otter bruse-/badestol - Large	110-170 cm (brugerhøjde)	119117

Otter badestativer



Badestativer kan tilkøbes til "Otter".

Badestativ, højdeindstilleligt:

Med en letvægts-, og easy-care plastikramme og skridsikre ben, giver dette badestativ højde til badestolen for at reducere plejepersonens belastning, mens han/hun bader barnet.

"Quick-release" låse gør, at badestolen let kan monteres på eller fjernes fra rammen.

Bredde: 42 cm
Længde: 78-99 cm
Højde: 14-27 cm

Badestativ på hjul:

Med en letvægts-, og easy-care plastikramme giver dette badestativ højde til badestolen for at reducere plejepersonens belastning, mens han/hun bader barnet.

De fire hjul gør, at barnet let og hurtigt kan køres til-/fra badeområdet.

Bremse på alle fire hjul.

Bredde: 68 cm
Længde: 90 cm
Højde: 51 cm

Varenummer	Beskrivelse	Højde	Belastning
70555200100	Badestativ, højdeindstilleligt	14-27 cm	85 kg
70555200200	Badestativ på hjul	51 cm	85 kg