

Decu-[®]Tex - betræk

Decu-[®]Tex betræk består hovedsageligt af polyurethane. Derudover er betrækket forsynet med en plastlynlås, så det kan tages af puden og rengøres.

Betrækket er foldet ned over plastlynlåsen, så det ikke forårsager skader på patientens eller andres hud.

Betrækket er brandhæmmende (iht. BS 7175) og yderst ånd- og strækbart.

Lynlås er placeret i bredderetning.

- Inkontinensbetræk
- Kan afsprittes
- Let at rengøre (kan vaskes ved 95 °C)
- Kan centrifugeres eller tørretumbles op til 130 °C
- Er tæt for støvmider og allergivenligt
- Modvirker dannelsen af bakterier og svamp (beskytter bl.a. mod stafylokokker)
- Latexfri
- Høj kvalitetsbetræk



Fås i sort eller grå.

Varenummer	Beskrivelse	Størrelse (B/D/H)	Farve
33006679	Decu- [®] Tex betræk	40 x 40 x 8 cm	Sort
33000083	Decu- [®] Tex betræk	40 x 40 x 8 cm	Grå
33006678	Decu- [®] Tex betræk	45 x 45 x 8 cm	Sort
33000132	Decu- [®] Tex betræk	45 x 45 x 8 cm	Grå
33010699	Decu- [®] Tex betræk	50 x 50 x 8 cm	Sort
33004019	Decu- [®] Tex betræk	50 x 50 x 8 cm	Grå
33014224	Decu- [®] Tex betræk	40 x 45 x 8 cm	Sort
33014221	Decu- [®] Tex betræk	40 x 45 x 8 cm	Grå
33006677	Decu- [®] Tex betræk	45 x 40 x 8 cm	Sort
33000129	Decu- [®] Tex betræk	45 x 40 x 8 cm	Grå
33014220	Decu- [®] Tex betræk	45 x 50 x 8 cm	Sort
33014221	Decu- [®] Tex betræk	45 x 50 x 8 cm	Grå
33010698	Decu- [®] Tex betræk	50 x 45 x 8 cm	Sort
33003677	Decu- [®] Tex betræk	50 x 45 x 8 cm	Grå