

Decu-Dan - Siddepuder



Høj kvalitets brændhæmmende siddepude som forebygger siddesår og yder en optimal siddekomfort. Skummet er opskåret i firkanter, således at overfladespændingerne mindskes mest muligt og kroppens overflade holdes naturlig tør.

Skummet er af det super elastiske Pantéra® koldskum, som komfortmæssigt er på højde med latex. Pantéra® koldskum har en vægtylde på 53 kg/m³, hvilket medvirker til en lang levetid sammenlignet med andre skumtyper.

Puden kan vendes, således "bredde" og "dybde" skifter.
Puden kan rengøres i autoklave eller ved håndvask.

Trykstadie: t.o.m. stadie 2

Brugervægt: 30-50 kg / 50-80 kg / 80-100 kg

Brandtestet iflg. FMVSS 302 samt California 117-B testen.

Forskelligt betræk kan købes - Decu-TEX betræk anbefales hertil.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Størrelse (B/D/H)	Brugervægt
33000505	20996	Decu-Dan siddepude blød	40 x 40 x 8 cm	30-50 kg
33000511	21000	Decu-Dan siddepude blød	45 x 45 x 8 cm	30-50 kg
33002356	47001	Decu-Dan siddepude blød	50 x 50 x 8 cm	30-50 kg
33000508	20998	Decu-Dan siddepude blød	40 x 45 x 8 cm	30-50 kg
33004076	47004	Decu-Dan siddepude blød	45 x 50 x 8 cm	30-50 kg
33000506	16538	Decu-Dan siddepude medium	40 x 40 x 8 cm	50-80 kg
33000512	16540	Decu-Dan siddepude medium	45 x 45 x 8 cm	50-80 kg
33002355	47002	Decu-Dan siddepude medium	50 x 50 x 8 cm	50-80 kg
33000509	16539	Decu-Dan siddepude medium	40 x 45 x 8 cm	50-80 kg
33003676	42274	Decu-Dan siddepude medium	45 x 50 x 8 cm	50-80 kg
33000507	20997	Decu-Dan siddepude hård	40 x 40 x 8 cm	80-100 kg
33000513	21001	Decu-Dan siddepude hård	45 x 45 x 8 cm	80-100 kg
33002357	47003	Decu-Dan siddepude hård	50 x 50 x 8 cm	80-100 kg
33000510	20999	Decu-Dan siddepude hård	40 x 45 x 8 cm	80-100 kg
33004077	42275	Decu-Dan siddepude hård	45 x 50 x 8 cm	80-100 kg

Decu-[®]Tex - betræk

Decu-[®]Tex betræk består hovedsageligt af polyurethane. Derudover er betrækket forsynet med en plastlynlås, så det kan tages af puden og rengøres.

Betrækket er foldet ned over plastlynlåsen, så det ikke forårsager skader på patientens eller andres hud.

Betrækket er brandhæmmende (iht. BS 7175) og yderst ånd- og strækbart.

Lynlås er placeret i bredderetning.

- Inkontinensbetræk
- Kan afsprittes
- Let at rengøre (kan vaskes ved 95 °C)
- Kan centrifugeres eller tørretumbles op til 130 °C
- Er tæt for støvmider og allergivenligt
- Modvirker dannelsen af bakterier og svamp (beskytter bl.a. mod stafylokokker)
- Latexfri
- Høj kvalitetsbetræk



Fås i sort eller grå.

Varenummer	Beskrivelse	Størrelse (B/D/H)	Farve
33006679	Decu- [®] Tex betræk	40 x 40 x 8 cm	Sort
33000083	Decu- [®] Tex betræk	40 x 40 x 8 cm	Grå
33006678	Decu- [®] Tex betræk	45 x 45 x 8 cm	Sort
33000132	Decu- [®] Tex betræk	45 x 45 x 8 cm	Grå
33010699	Decu- [®] Tex betræk	50 x 50 x 8 cm	Sort
33004019	Decu- [®] Tex betræk	50 x 50 x 8 cm	Grå
33014224	Decu- [®] Tex betræk	40 x 45 x 8 cm	Sort
33014221	Decu- [®] Tex betræk	40 x 45 x 8 cm	Grå
33006677	Decu- [®] Tex betræk	45 x 40 x 8 cm	Sort
33000129	Decu- [®] Tex betræk	45 x 40 x 8 cm	Grå
33014220	Decu- [®] Tex betræk	45 x 50 x 8 cm	Sort
33014221	Decu- [®] Tex betræk	45 x 50 x 8 cm	Grå
33010698	Decu- [®] Tex betræk	50 x 45 x 8 cm	Sort
33003677	Decu- [®] Tex betræk	50 x 45 x 8 cm	Grå