

Moxie GT - gangtræner



Moxie GT er en højdejustérbar gangtræner, der fås i 3 forskellige størrelser.

Den tilbyder en enorm alsidighed til at hjælpe børn eller voksne med stabilitet, mens de forbedrer deres gangevne, og lærer den enkelte bruger at tage skridt uden hjælp.

- Tilskynder til tidlig kognitiv- og læringsudvikling.
- God træning for Kardiorespiratorisk styrkelse, samt kondition.
- Reducerer stivhed i kroppen og forbedrer bevægelsen.
- Øger bevidsthed og hovedkontrol.

Moxie GT kan bruges i enten posterior eller anterior position (forfra/bagfra).

Den lille og mellemstore Moxie GT fås i enten grønne eller blå rammefarver. Den store størrelse fås i en grå rammefarve.

Højdejustérbar i 2,5 cm intervaller.

Medium og Large modeller kan sammenfoldes for lettere opbevaring og transport.

De drejelige hjul kan låses i ikke-drejelig position.


Retningsbremse tillader både mobilitet fremad og bagud, eller som kun fremadgående.

Hjullåse på alle fire hjul sikrer, at Moxie GT står stille.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Håndtagshøjde	Farve
63GT10002GB	122096	Moxie GT gangtræner, small	38-47 cm	Blå
63GT10002GG	122096	Moxie GT gangtræner, Small	38-47 cm	Grøn
63GT20002GB	122097	Moxie GT gangtræner, Medium	56-64 cm	Blå
63GT20002GG	122097	Moxie GT gangtræner, Medium	56-64 cm	Grøn
63GT30002GGY	122098	Moxie GT gangtræner, Large	74-99 cm	Grå

Moxie GT - gangtræner, tilbehør

Stort tilbehørsprogram findes - alt tilbehør installeres og justeres uden brug af værktøj.



Moxie håndløkke¹

Kan monteres hvor som helst på styret.
Kan bruges som et par eller alene, giver stabilitet og sikkerhed.
Sælges enkeltvis.

Moxie håndgreb²

2 stk. pr. sæt.
Kan monteres hvor som helst på styret, og kan højdejusteres og drejes, så de kan tilpasses brugerens behov og komfort.

Moxie underarmsstøtte³

2 stk. pr. sæt.
Højde-, dybde- og vinkeljustérbar, så de kan tilpasses brugerens behov og komfort.
Kontureret armlæn med arm- og håndledsrem.

Kan monteres hvor som helst på styret.

Moxie krops-/bækkenstøtte⁴

Polstret støtte til krop eller bækken.
Hjælper med til, at fastgøre overkroppen i den ønskede vinkel

Højde-, dybde-, bredde- og vinkeljustérbar.

Kan åbnes for lettere forflytning.
Stropper hjælper med til, at justere pasform, foroverbøjning og vinklen på brugeren.

I sin laveste position, kan den bruges som bækkenstøtte.

Kan justeres imens brugeren er igang med træning.

Moxie GT - gangtræner, tilbehør

Moxie hoftesele⁵ *(Bruges sammen med håndgreb)*

Hjælp til korrekt hoftepositionering, polstret for komfort - placeringen af stropperne på styret, vil påvirke brugerens bækkenposition.

Selen kan højdejusteres og giver brugeren mulighed for at skifte vægten fra det ene ben til det andet.

Stropperne kan forkortes, for at hjælpe med, at bære vægten, eller forlænges til brug som sikkerhedsslynge.

Moxie ankelstrop⁶

2 stk. pr. sæt.

Ideel til brugere med spasticitet, dårlig motorisk kontrol, ataksi og overdreven adduktion.

Længdejusterbare, polstrede ankelbånd opretholder ben og / eller fødder i abduktion og forhindrer benene i at "sakse".

Fjederklemmer kontrollerer skridtlængden.

Moxie lårsele⁷

2 stk. pr. sæt.

Kan placeres længere fra eller tættere på brugeren for at begrænse abduktion / adduktion.

Følger et naturligt gangmønster, så vægten skiftes fra det ene ben til det andet.

Højdejustérbar.

Moxie sædesele⁸

Hjælper med til, at placere bækkenet korrekt og bevæger sig med brugerens naturlige gangmønster.

Selen er justérbar.

Ideel til brugere som ikke kan stå selv.

Moxie styrestang⁹

Tillader plejeperson eller terapeut at hjælpe med gangtræning.

Kan rotere 180°, hvilket gør det muligt enten at trække forfra eller skubbe bagfra.

Varenummer	Beskrivelse
63TK1010	Moxie håndløkke ¹
63TK1045	Moxie håndgreb, 2 stk ²
63TK1035S	Moxie underarmsstøtte, 2 stk, Small ³
63TK1035L	Moxie underarmsstøtte, 2 stk, Large ³
63TK1080S	Moxie krops-/bækkenstøtte, Small ⁴
63TK1080M	Moxie krops-/bækkenstøtte, Medium ⁴
63TK1080L	Moxie krops-/bækkenstøtte, Large ⁴
63TK1070S	Moxie hoftesele, Small ⁵
63TK1070L	Moxie hoftesele, Large ⁵
63GT1060S	Moxie ankelstrop, Small ⁶
63GT1060M	Moxie ankelstrop, Medium ⁶
63GT1060L	Moxie ankelstrop, Large ⁶
63TK1090S	Moxie lårsele, Small ⁷
63TK1090L	Moxie lårsele, Large ⁷
63CE1070S	Moxie sædesele, Small ⁸
63CE1070L	Moxie sædesele, Large ⁸
63TK1020	Moxie styrestang ⁹