

Optima - Siddepuder



Anti-decubitus siddepude som forebygger siddesår, samt yder optimal siddekomfort.

Materialet har den egenskab, at det bliver blødt ved varme, og derved tilpasser sig kroppen og yder en optimal trykfordeling.

Skummet er opskåret i firkanter, således at overfladespændingerne mindskes mest muligt, og kroppens overflade holdes naturligt tør.

Skummet er opbygget med 1 cm stabiliserende grå TempraFlex (SAF-69) i bunden, og med 7 cm TempraFlex (SAF-65/66) (blød - gul, medium - rosa) ovenpå.

Vægtfylde af skum: SAF-65+66: 60 kg/M3 og SAF-69: 65 kg/M3

På grund af relativt høje vægtfylde, har skummet en lang levetid sammenlignet med andre skumtyper.

Puden kan vendes, således "bredde" og "dybde" skifter.

Puden kan rengøres i autoklave eller ved håndvask.

Trykstadie: t.o.m. stadiet 2

Fås i en blød og medium udgave.

Leveres som standard med sort Decu-Tex inkontinensbetræk.

Fås uden betræk i nogle størrelser - kontakt os gerne for yderligere information.

| Varenummer | HMI-nr. | Beskrivelse | Størrelse (B/D/H) | Brugervægt |
|------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------|
| 33010702 | 35516 | Optima65 siddepude, blød, gul | 40 x 40 x 8 cm | 30-70 kg |
| 33010822 | 35515 | Optima65 siddepude, blød, gul | 45 x 45 x 8 cm | 30-70 kg |
| 33004911 | 133571 | Optima65 siddepude, blød, gul | 50 x 50 x 8 cm | 30-70 kg |
| 33002156 | 32293 | Optima65 siddepude, blød, gul | 45 x 40 x 8 cm | 30-70 kg |
| 33009944 | 35513 | Optima66 siddepude medium rosa | 40 x 40 x 8 cm | 70-120 kg |
| 33005487 | 83436 | Optima66 siddepude medium rosa | 45 x 45 x 8 cm | 70-120 kg |
| 33004910 | 83437 | Optima66 siddepude medium rosa | 50 x 50 x 8 cm | 70-120 kg |
| 33002157 | 32294 | Optima66 siddepude medium rosa | 45 x 40 x 8 cm | 70-120 kg |
| 33009573 | 133570 | Optima66 siddepude medium rosa | 50 x 40 x 8 cm | 70-120 kg |