

# Siddekile/Skråkile



Kilerne er fremstillet af Setex-10135, hvilket er en specielt hård-presset celleplast, der ikke trykkes flad ved konstant brug.

Siddekilen, også kaldet en skråpude/skråkile, giver en behagelig arbejdsstilling, og letter samtidig kredsløbet i benene.

Brandhæmmende, ånd- og strækbart sort Dahlia inkontinensbetræk kan tilkøbes.

*Kilerne kan også fås i en blødere udgave (Setex-100) - mindskøb 50 stk. - Kontakt os gerne for yderligere information.*

#### **Info om Setex®**

*Setex® var det første skridt i retningen mod en bæredygtig produktion, da BPI i 1970'erne begyndte at opsamle og genanvende fraskær i produktionen af fleksible skumtyper polyether og polyester.*

*Fraskæret blev omdannet til skumpuder med granulatfyld internt og granulatskumblokke blev produceret eksternt, indtil man i 1980'erne opstatede intern produktion af MDI-baseret granulatskumblokke under eget navn Setex®.*

*I fremstillingsprocessen granuleres de fleksible polyurethanskumtyper først i små stykker af bestemte størrelser, og herefter sammenlimes granulatet under højtryk til den ønskede form og vægtfylde.*

*Det endelige produkt er en fleksibel skum med akustiske-, vibrations- og stødabsorberende egenskaber, som gør den ideel til mange forskellige formål.*

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Mål (B/D/H)
33014111	109047	Siddekile fast Setex 10135	45 x 40 x 6,5/1 cm
33013677	16543	Siddekile fast Setex 10135	40 x 40 x 8,5/1 cm
33004632	13746	Siddekile fast Setex 10135	40 x 40 x 6,5/1 cm
33004631	16155	Siddekile fast Setex 10135	35 x 35 x 6,5/1 cm
33003835	16446	Siddekile fast Setex 10135	35 x 35 x 4/1 cm