

Systemet er udviklet ud fra Bobath's teorier og i samarbejde med ergo- og fysioterapeuter og er en serie af kiler og puder.

Lejringspuderne er blandt andet velegnede til hemiplegipatienter for at kunne opnå den bedste hvilestilling. Patienten/borgeren lejres i anatomisk korrekte stillinger, hvorved kropsbevidstheden styrkes og balancen i kroppen overholdes eller genopbygges.

Kilerne har en kerne af fast skum og er forsynet med et væsketæt bomuldsfrottébetræk, der er aftageligt og vaskbart.

Puderne har fyld af silikonebehandlede polyesterfibre omgivet af et bomuldsbetræk, og udenpå er der væsketæt bomuldsfrottébetræk.

Skulderkile



Varenummer
330800
Mål
L: 30 cm x B: 20 cm x H: 6/0 cm
HMI-nr
12825

Hoftekile



Varenummer
330802
Mål
L: 40 cm x B: 25 cm x H: 9/0 cm
HMI-nr
12824

Benpude



Varenummer
330810
Mål
L: 80 cm x B: 40 cm x H: 15 cm
HMI-nr
12826

Armpude

Varenummer	Mål	HMI-nr
330812	L: 70 cm x B: 25 cm x H: 15 cm	12827



Rygekile

Varenummer	Type	Mål	HMI-nr
330804	Rygekile	L: 58 cm x B: 31 cm x H: 24 cm	12823
330816	Stor rygekile med en ret vinkel	L: 40 cm x B: 30 cm x H: 23 cm	33520
330818	Lille rygekile med en ret vinkel	L: 30 cm x B: 30 cm x H: 23 cm	33521

