

Flammehæmmende sengetøj



Topmadras/rullemadras - Flammehæmmende



Trevira topmadras/rullemadras er en speciel madrasbeskyttelse som både er flammehæmmende, og kan som kan vaskes ved høje temperaturer.

Madrassen er gennemstukket med hvid overlock, og er fyldt med polyester hulfibre.

Velegnet til sengeliggende patienter, som f.eks. er rygere eller bevægelseshæmmede.

Bør anvendes sammen med flammehæmmende, dyne, pude, betræk samt lagen.

Madrassen er RATT certificeret til brug på fartøjer, og er IMO-testet, Øko-Textil kl. 2.

Kan vaskes ved 85 grader.

Fås i to str.:

200 x 80 cm (L/B)

200 x 90 cm (L/B)

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Længde	Bredde
330260	89026	Trevira rullemadras, flammehæmmende	200 cm	80 cm
330262	89027	Trevira rullemadras, flammehæmmende	200 cm	90 cm

Dyne - Flammehæmmende

Flammehæmmende dyne fremstillet til brug hos f.eks. sengeliggende patienter, som f.eks. er rygere eller bevægelseshæmmede.

Bør anvendes sammen med flammehæmmende betræk, samt lagen.

Dynen er fyldt med en dejlig blød allergivenlig hulfiber, som er et hygiejnisk isoleringsmateriale, som ikke optager fugt eller lugt, og som ikke støver.

Dynen er RATT certificeret til brug på fartøjer, og er IMO-testet, Øko-TEX kl. 2.

Kan vaskes ved 85 grader.

Mål: 200 x 140 cm (L/B)



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Længde	Bredde
330240	34541	Trevira dyne, flammehæmmende	200 cm	140 cm

Hovedpude - Flammehæmmende

Flammehæmmende hovedpude fremstillet til brug hos f.eks. sengeliggende patienter, som f.eks. er rygere eller bevægelseshæmmede.

Bør anvendes sammen med flammehæmmende betræk, samt lagen.

Puden er fyldt med polyester kugle fibre, som er et hygiejnisk isoleringsmateriale, som ikke optager fugt eller lugt, og som ikke støver.

Puden er RATT certificeret til brug på fartøjer, og er IMO-testet, Øko-TEX kl. 2.

Kan vaskes ved 85 grader.

Mål: 50 x 70 cm (D/B)



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Dybde/Længde	Bredde
330242	34540	Trevira hovedpude, flammehæmmende	50 cm	70 cm

Betræk - Flammehæmmende



Flammehæmmende dyne- og pudebetræk fremstillet i pyrovalex, som er behandlet bomuld.

Betrækket kan ikke antændes og forkulles i stedet for at brænde eller smelte.

Er IMO-testet nr.: IMO Resolution A.688 (17), Clause 5.5.1/5.5.2 (også efter 25 vaske).

Kan vaskes ved 95 grader.

Må ikke klorbehandles.

Fås i to farver.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve	Mål
330230	46262	Flammehæmmende dynebetræk	Lyseblå	200 x 140 cm
330264	46262	Flammehæmmende dynebetræk	Sandfarvet	200 x 140 cm
330233	46263	Flammehæmmende pudebetræk	Lyseblå	50 x 70 cm
330266	46263	Flammehæmmende pudebetræk	Sandfarvet	50 x 70 cm

Lagen - Flammehæmmende



Flammehæmmende glat eller faconsyet Jersey lagen fremstillet i pyrovateximprægneret 100% bomuld og strikket bomuld.

Lagenet kan ikke antændes og forkulles i stedet for at brænde eller smelte.

Er IMO-testet nr.: IMO Resolution A.688 (17), Clause 5.5.1/5.5.2 (også efter 25-50 vaske).

Kan vaskes ved hhv. 95 og 85 grader.

Må ikke klorbehandles.

Fås i to farver.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve	Mål
330234	46264	Flammehæmmende lagen, glat	Lyseblå	150 x 250 cm
330270	46264	Flammehæmmende lagen, glat	Sandfarvet	150 x 250 cm
330250	89024	Flammehæmmende jersey lagen	Lyseblå	90x210/27 cm
330272	89024	Flammehæmmende jersey lagen	Sandfarvet	90x210/27 cm
330252	89025	Flammehæmmende jersey lagen	Lyseblå	140x200/27 cm